Массажные столы Lojer Capre M

Дизайнерское решение для повседневной работы

Устойчивые, надежные и легкие в эксплуатации массажные столы в великолепном дизайне и с широким спектром опций и цветовых решений. Созданные для повседневной работы, массажные столы Lojer Capre M имеют лучшее соотношение цены и качества на рынке.
В качестве обивки во всех столах серии Capre используется высококачественный антимикробный материал. Благодаря закрытой форме привода и ровной поверхности ложа, чистка стола не вызывает сложности.

Столы серии Capre – несомненные лидеры на рынке. Великолепный дизайн и безопасность




Lojer Capre M4

Шаблон документа PC002 был одобрен 01.09.2017 | ISO 9001

LOJER® For Easy Care

Lojer Capre M	M2	M2H	M4	M4H
Количество секций	2	2	4	4
Ширина (см)	55,60,65,80	55,60,65,80	55,60,65,80	55,60,65,80
Антимикробная обивка	•	•	•	•
Регулируемые опоры для рук	-	-	•	•
Боковые опоры	опция	опция	опция	опция
Регулируемая головная секция (пневмопривод)	•	•	•	•
Головная секция с двойной артикуляцией	опция	опция	опция	опция
Центрально-регулирующиеся колеса (Ø 75мм)	опция	опция	опция	опция
Упор для регулировки на неровной поверхности	•	•	•	•
Диапазон регулировки высоты (см)	45-92	49-90	45-92	49-90
Электропривод при помощи ножной педали	•	-	•	-
Гидропривод высоты	-	•	-	•
Дополнительный ручной или ножной пульт управления	опция	-	опция	-
Педаль в виде рамы для регулировки высоты стола	опция	-	опция	-
Держатель одноразовых простыней (50 или 60 см.)	опция	опция	опция	опция
Аккумуляторная батарея	опция	-	опция	-
Безопасная рабочая нагрузка	210 кг.	210 кг.	210 кг.	210 кг.
Гарантия (лет)	2/10	2/10	2/10	2/10
Страна производства	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия

• =стандарт - =недоступно



Регулируемые опоры для рук




Боковые опоры



Держатель одноразовых простыней



Центрально-регулирующиеся колеса, педаль регулировки высоты в виде рамы



Варианты формы ложа

Варианты цветовых решений

http://www.lojer.com/service/material-options

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

kiwa certified ISO 9001 ISO 13485 ISO 14001 Inspecta Sertifiointi Oy

CE

MD

LOJER® For Easy Care

© Lojer Group 2025. Все права защищены. Представительство в России – ООО «Лойер Медикал» Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 134
Тел. + 7 495 269 06 95 | cis@lojer.com | www.lojer.com
История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Konepaja, компания занималась ремонтом техники.
Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.

RUS_04/25